

**(k)** ARBOKSYTERAPIA  
**(m)** EZOTERAPIA  
**(w)** YPEŁNIACZE



# Pistolet CONCERTO - Synteza wszystkich technik iniekcji

Pistolet CONCERTO jako jedyny na rynku łączy wszystkie techniki iniekcji: karboksyterapię (gazy), mezoterapię (ciecze i gęste polimery) oraz wypełniacze (preparaty o dłuższym czasie metabolizowania).

## **k** ARBOKSYTERAPIA

To terapia dwutlenkiem węgla zwanym "cudownym gazem", uważana przez niektórych znawców medycyny estetycznej za największy przełom, ze względu na wskazania medyczne i estetyczne, od czasu pojawienia się toksyny botulinowej.

Zabieg polega na wprowadzeniu kontrolowanej ilości dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>), w zależności od wskazań - śródskórnym bądź podskórnym.

### EFEKTY

- Stymuluje neo-kolagenezę przez 12 miesięcy
- Działa silnie lipolitycznie
- Indukuje proces neowaskularyzacji
- Zwiększa mikrokrążenie do 7 dni!

### PROGRAMY PRACY

**AUTO** – automatyczne wklucie na ustawioną głębokość oraz regulacja manualna podawania gazu

**MANU** – iniekcje manualne oraz podawanie wcześniej określonych porcji gazu

## ZASTOSOWANIE

### MEDYCYNĄ ESTETYCZNA

- Lokalny nadmiar tkanki tłuszczowej (alternatywa dla liposukcji)
- Cellulit – każdy rodzaj (obrzękowy, włóknisty, tłuszczowy)
- Rozstępy (wieloletnie i nowe)
- Zwiótnienie skóry po ciąży i utracie wagi ciała
- Brak elastyczności skóry twarzy, szyi, dekoltu
- Brak elastyczności skóry ramion, nóg, brzucha
- Opadające powieki
- Poduszki tłuszczowe powieki dolnej
- Cienie pod oczami
- Zwiótnienie skóry biustu
- Podwójny podbródek
- Łysienie i przerzedzenie włosów
- Trądzik różowaty
- Pękająca i sucha skóra

Ze względu na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i nieinwazyjność zabiegi mogą być przeprowadzone niezależnie od pory roku, nasłonecznienia i temperatury otoczenia.

W ciągu kilku miesięcy stała się wiodącym, nowatorskim sposobem odmładzania skóry potwierdzonym badaniami klinicznymi.

### MEDYCYNĄ KLASYCZNA

- Przewlekła niewydolność żylna,
- Ciężkość nóg
- Zimne dłonie i stopy
- Owrzodzenie żyłakowe,
- Owrzodzenie cukrzycowe
- Łuszczyca
- Łysienie
- Oparzenia
- Alergie kontaktowe
- Blizny



## **m** EZOTERAPIA IGŁOWA

Pistolet CONCERTO® posiada możliwość suplementowania skóry mezokoktajlami z pominięciem bariery naskórka metodą depozytowania „point by point” (pęcherzykową) lub „nappage”, dzięki funkcji automatycznej kontroli długości igły, wielkości depozytu oraz prędkości podawania.

Pistolet CONCERTO® wyróżnia się spośród innych podobnych mu urządzeń tym iż, zapewnia **minimalizowanie powstawania siniaków** podczas zabiegu, dzięki systemowi obniżania ciśnienia wstrzykiwanego preparatu do ciśnienia fizjologicznego czyli takiego, które nie sprawia dyskomfortu pacjentowi; mocowaniu igły na elektronicznym podajniku a nie bezpośrednio ze strzykawką. Dzięki temu zetknięcie igły ze skórą jest **delikatne, bezbolesne** oraz nie uszkadza mechanicznie ciągłości naczyń krwionośnych, tym samym eliminując ryzyko powstawania podskórnych wylewów, krwiaków i siniaków.

## ZASTOSOWANIE

- Biorewitalizacja skóry twarzy i ciała
- Mesolifting - poprawa konturu i owalu twarzy
- Zagęszczenie skóry
- Suplementacja skóry witaminami i składnikami mineralnymi
- Głębokie nawilżanie
- Skóra wiotka, zmęczona, niedotleniona
- Zmarszczki mimiczne
- Głębokie bruzdy
- Odmładzanie okolicy oka
- Rozstępy
- Blizny
- Lokalne akumulacje tkanki tłuszczowej
- Cellulit wodny, włóknisty i tłuszczowy
- Wypadanie, przerzedzenie włosów
- Łysienie androgenowe

### PROGRAMY PRACY

**MESO** – iniekcje metodą „nappage” z możliwością zachowania regulacji głębokości wklucia i prędkości podawania.

**EXPERT** – metoda depozytowania (pęcherzykowa, grudkowa) umożliwia dokładne zaplanowanie serii indywidualnych iniekcji, parametrów wielkości depozytu (od 0,01 ml do wlewu ciągłego) oraz głębokości podania (od 1 do 13 mm).

## ZASTOSOWANIE

- Redukcja zmarszczek
- Głębokie i średnie zmarszczki
- Bruzdy
- Modelowanie konturów twarzy i szyi
- Odmładzanie dłoni, dekoltu, płatków uszu
- Konturowanie i wypełnianie ust
- Dolina łez

## **w** YPEŁNIACZE

Urządzenie umożliwia podawanie stałych i tymczasowych wypełniaczy, dzięki funkcji „iniekcji liniowych” oraz regulacji prędkości wklucia i ilości podawanego preparatu.

**Program FILLERS** – umożliwia wklucia na określoną głębokość oraz podawanie liniowe preparatu z regulowaną prędkością i wielkością depozytu.

# KOKTAJLE FUSION MESOTHERAPY



## LIFTING I ZAGĘSZCZANIE

F-LIFT+FACE  
F-XFC+ FACE  
F-HA+  
F-SILORG  
F-VIT. ACE  
F-XFC

## OCZY

F-EYE CONTOUR  
F-BTX  
F-SILORG

## PRZEBARWIENIA

F-RADIANCE  
F-VIT. C 20%  
F-VIT. ACE

## TRĄDZIK, ŁOJOTOK

F-VIT.B COMPLEX  
F-ACN (nie do iniekcji)

## ROZSTĘPY, BLIZNY

F-XADN  
F-SILORG  
F-VIT. ACE

## NACZYNIKA

F-VIT. C 20%  
F-VIT. ACE  
F-SILORG

## WYPADANIE WŁOSÓW

F-HAIR MEN  
F-HAIR  
F-VIT. B COMPLEX

## CIAŁO

F-PPC  
F-XBC BODY  
F-CARNITINE  
F-SILORG

# ARBOKSYTERAPIA

## TECHNOLOGIA



## W WYPEŁNIACZE

### KWAS USIECIOWANY F-HA R+

**F-HA R+** - to preparat zawierający usieciowany kwas hialuronowy (wypełniacz), który posiada gładką, płynno-żelową konsystencję, dzięki której łatwo i naturalnie formuje się pod skórą. Może być stosowany zarówno do korekcji drobnych i umiarkowanych zmarszczek, a także głębokich bruzd. Dzięki swojej konsystencji nadaje się także do wypełniania i konturowania ust oraz delikatnej wolumetrii. Zapewnia bezpieczne i długotrwałe rezultaty do 12 miesięcy.

całkowicie biodegradowalny

usieciowany kwas hialuronowy o stężeniu 30mg/ml

pozyskiwany z bezpiecznych szczepów Bacillus Subtilis

masa cząsteczkowa 3,2 M daltonów

endotoksyny <0.2EU/ml

innowacyjny proces produkcji bez termicznej metody sterylizacji

ergonomiczna, szklana ampulkostrzykawką

2 ampulkostrzykawkę o pojemności 0,8ml w opakowaniu





## ☐ Zalety PISTOLETU

Pistolet CONCERTO jako jedyny na rynku:

- posiada syntezę wszystkich technik do wykonywania każdego rodzaju iniekcji
- pozwala na depozytowanie preparatów w każdym stanie skupienia: gazów, cieczy i gęstych polimerów o podwyższonej lepkości i przedłużonym czasie metabolizowania (w tym wypełniaczy)
- posiada mechanizm minimalizujący powstawanie siniaczków, wynaczynień i dyskomfortu zabiegowego, dzięki specjalnemu systemowi obniżania ciśnienia preparatów
- posiada najmniejszy rozmiar mobilnej butli z gazem CO<sub>2</sub> (wielkość ok. 8 cm - mieszczący się w dłoni) o pojemności 2500 CC, co wystarcza na ok. 10 zabiegów na ciało i kilkadziesiąt na mniejsze partie - twarz, szyja, dekolt, oczy itp.

## ☐ Pistolet CONCERTO

- najłżejsze kompaktowe urządzenie medyczne do karboksyterapii i mezoterapii dostępne na świecie
- wykonany z odpornych i łatwych do konserwacji materiałów
- mobilny (waga 2500 ml) i łatwy transport w walizce z sztyftem
- produkcji fancuskiej - koncern FUSION we Francji
- pełna atestacja i certyfikacja medyczna CE
- nowoczesny design
- lekki i cichy podczas pracy
- intuicyjny w obsłudze (kolorowy ekran dotykowy)
- w pełni zautomatyzowany
- parametry ustawiane elektronicznie
- możliwość up-grade`u

## ☐ OXY - PIELEGNACJA

Integralną częścią zabiegów mezoterapii i karboksyterapii CONCERTO® jest gama produktów Oxynergy Paris z opatentowanym czynnikiem natleniającym Oxygenation Factor oraz filtrami UV. Specjalistycznie skonstruowane formuły są przebadane i przetestowane pod względem kompatybilności i przenikalności w głąb skóry. Dzięki unikatowej technologii mikrodyspersji i bi-gelu oraz mapowaniu sensorycznemu zapewniają doskonałą i efektywną pielęgnację po każdym zabiegu z przerwaniem ciągłości skóry np.: mezoterapii, karboksyterapii czy mikronakłuwaniu.



### Linia HYALURONIC ACID

z niskocząsteczkowym, wektoryzowanym kwasem hialuronowym. Silnie nawilża i dotlenia.

### Linia EYE CONTOUR

to 3 wyspecjalizowane produkty na okolice oczu i inne problematyczne strefy: cienie, obrzęki, zmarszczki mimiczne, brak objętości i nawodnienia skóry.

### Linia TIME EXCEPTION

to rozwiązanie dla skóry dojrzałej, ze zmarszczkami mimicznymi i grawitacyjnymi. Poprawia kontur, napięcie i fakturę.

### Linia WHITE EXCEPTION

dedykowana dla skór z przebarwieniami, o nierównym kolorzycie. Redukuje zmiany pigmentacyjne na poziomie przyczyn oraz objawów.

### Linia XS CONTOUR

to linia „noś o jeden rozmiar mniej” jest bezinwazyjną odpowiedzią na problemy z nadmiarem tkanki tłuszczowej, zatrzymywaniem wody oraz z każdym rodzajem cellulitu: obrzękowym, tłuszczowym i włóknistym.

Linia OXYNERGY posiada swój odpowiednik produktów technicznych FUSION (mleczek, masek, peelingów i kremów) do pielęgnacji po zabiegach z przerwaniem ciągłości skóry jako nieodzowny element każdego profesjonalnego zabiegu estetycznego.

OXYNERGY PARIS



**Wyłączny dystrybutor:**

Aurum Distribution Group  
Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa  
tel. (22) 672 66 66



**Znajdź nas na Facebook:**  
AurumDG